

Ultra BAC®

LINGETTE AGROALIMENTAIRE PREMIUM

**Pour la désinfection
des surfaces et matériels
agroalimentaires**

Prêt à l'emploi

Actif dès 30 secondes

Large spectre antimicrobien

ACTIF DÈS
30 sec.

**VIRUCIDE
EN14476**



> Utilisation

Lingette destinée à la désinfection sans rinçage des surfaces et matériels. Utilisé en milieu agroalimentaire.

> Mode d'emploi

Lingette à usage unique prête à l'emploi sans rinçage. S'utilise sur des surfaces et du matériel préalablement nettoyés. Appliquer et utiliser autant de lingettes que nécessaire. Respecter le temps de contact selon la désinfection souhaitée (cf Propriétés microbiologiques). Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne pas réutiliser la lingette. NE PAS JETER LA LINGETTE DANS LES TOILETTES.

> Composition

Lingette : Non-tissé Bleu

Solution : substance active biocide avec % m/m : Ethanol (N°CAS 64-17-5) 65.8% m/m.

Type de produit : Lingette imprégnée de solution désinfectante TP2/TP4.

Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise à disposition. En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

8.2.2. Equipement de protection individuelle : Non requise dans les conditions normales d'emploi.

CONDITIONNEMENT	DIMENSION	COULEUR
BOITE DE 200	200 x 200 mm	BLEU
SEAU DE 800	200 x 200 mm	

- Odeur : Alcool.
- Densité (solution d'imprégnation) : ... ≈ 0,88 +/-0.05.
- pH pur (solution d'imprégnation) : non applicable.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

> Propriétés microbiologiques de la solution

Activité	Normes	Souches	Temps
Virucide	EN14476*	Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC - VR1508	15 min
	EN14476**	Coronavirus Humain 229E	30 sec
		H1N1, Norovirus, Rotavirus	1 min
Fongicide	EN13697*	Aspergillus Brasiliensis	5 min
	EN13624**	Candida Albicans	1 min
Levuricide	EN1650*	Candida Albicans	1 min
	EN13697*		
Bactéricide	EN1276*	Pseudomonas Aeruginosa	1 min
	EN13697*	Escherichia Coli	
	EN13727**	Staphylococcus Aureus	30 sec
	EN1500	Enterococcus Hiera	

* Conditions de saleté - ** Conditions de propreté

> Précautions d'emploi

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter la fiche de sécurité. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	200 unités	800 unités
Conditionnement	boîte	seau
Colis	6 boîtes	1 boîtes
Colis dimensions extérieures (cm)	34 x 23 x 27 H	25 x 25 x 25 H
Poids net	4,99 kg	2,6 kg
Code produit	520012A	520033

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

CUISINE