

Ultra BAC®




LINGETTE DÉSINFECTANTE

**Pour objets, surfaces
et antiseptique
pour les mains**

Désinfection rapide des mains
Large spectre antimicrobien

**ACTIF DÈS
30 sec.**
**VIRUCIDE
EN14476**



> Utilisation

Utilisation en milieu médical, paramédical et services d'urgences, SAMU, pompiers...
Peut être utilisée pour les objets entrant en contact avec les denrées alimentaires.

> Mode d'emploi

Tirer verticalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec. Frotter la lingette sur la surface ou les mains (sans oublier les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, les poignets et la pulpe des doigts) 1 à 5 min. en fonction de l'activité microbiologique recherchée.

Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets. NE PAS JETER LA LINGETTE DANS LES TOILETTES.

> Composition

Lingettes non-tissé blanc imprégnées de solution : substance active biocide (TP1 et TP2/TP4) : Ethanol (N°CAS 64-17-5) 65.8% m/m. Type de produit : Liquide désinfectant AL.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n°453/2010 mise à disposition. En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

8.2.2. Equipement de protection individuelle : Non requise dans les conditions normales d'emploi.

> Caractéristiques

Dimensions lingette : 130 x 175 mm environ.

> Propriétés microbiologiques de la solution

Activité	Normes	Souches	Temps
Virucide	EN14476*	Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC - VR1508	15 min
	EN14476**	Coronavirus Humain 229E	30 sec
		H1N1, Norovirus, Rotavirus	1 min
Fongicide	EN13697*	Aspergillus Brasiliensis	5 min
	EN13624**	Candida Albicans	1 min
Levuricide	EN1650*	Candida Albicans	1 min
	EN13697*		
Bactéricide	EN1276*	Pseudomonas Aeruginosa	1 min
	EN13697*	Escherichia Coli	
	EN13727**	Staphylococcus Aureus	30 sec
		Enterococcus Hirea	30 sec
	EN1500	Escherichia Coli	30 sec

* Conditions de saleté - ** Conditions de propreté

> Précautions d'emploi

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ce produit est réservé à l'usage externe, sur peau saine exclusivement. Ce produit est réservé à l'usage des surfaces des objets et petits matériels ne présentant pas de rugosité. Ne convient pas aux enfants de moins de 30 mois. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	100 unités
Conditionnement	boîte
Colis	6 boîtes
Colis dimensions extérieures (cm)	26,2 x 18,2 x 19,5H
Poids brut	2,85 Kg
Code produit	520001B

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

HYGIÈNE CORPORELLE